



Avril 2006
Numéro 12

Dans ce numéro

Les nouveaux modèles de travail BAUMAN

Nouvelles dents économiques

Quelques précisions sur les teintes

Le collage des onlays en céramique

La caractérisation des résines

La formation de nos prothésistes dentaires

Les Entretien de Ricordeau

Laboratoire LEMOUEL
22, boulevard de l'industrie
BP 53035 49017 ANGERS cedex 02
Tel : 02.41.43.70.31.
Fax : 02.41.43.60.92.
E-mail : lemouel@aol.com

La QUENOTTE

LE JOURNAL DU LABORATOIRE LEMOUEL



7 ans et déjà 12 numéros ! La Quenotte est désormais entrée dans les habitudes et représente un moyen privilégié de vous informer des changements et nouveautés du labo. Surtout, je suis à l'écoute de vos remarques...

Les nouveaux modèles de travail BAUMAN

Depuis une année, nous utilisons le système BAUMAN pour nos modèles de travail en prothèse fixée. (voir photo). Ce système présente les avantages suivants :

- le socle est constitué de plastique, il n'y a donc plus d'expansion du plâtre à socle
- les dies unitaires sont fermement maintenus par des picots métalliques ce qui améliore leur stabilité.
- La mise en articulateur est plus aisée grâce à un système aimanté.

De plus les dies unitaires sont sciés par le dessous du modèle grâce à la scie G2 CONCEPT (Voir Quenotte n°8 – mars 2003), ce qui préserve les points de contacts d'un coup de scie malencontreux.

Les travaux en livraison sont présentés sur un socle plastique plus fin avec des picots plastiques.

Nous vous demandons de bien vouloir nous les retourner après livraison.

Pour les empreintes de type « mordu » nous utilisons le système MONOTRAC (photo ci-dessous), du même principe et présentant également une bonne stabilité des dies.



Modèle de travail BAUMAN



Modèle MONOTRAC

Nous espérons que cela contribue à la meilleure régularité des points de contacts et une meilleure stabilité des bridges.

Les nouvelles dents économiques ERAY

Progressivement nous allons cesser la gamme des dents MAJOR SUPERLUX pour les appareils de codes OM, VM et WM. En effet ces dents nécessitent une prise de teinte avec le teintier SUPERLUX qui est peu utilisé, et sans correspondance avec les teintiers VITA et CHROMASCOP.

Nous allons donc passer aux dents « ERAY » **en teintes VITA suivantes** : A1 A2 A3 A3.5 B2 B3 C1 D2 D3.

Le teintier VITA est universellement utilisé en céramique, cela sera plus pratique pour vous.

Quelques précisions sur les teintes

En prothèse amovible

Dents :	Teintier
Major	Super Lux*
SR	Chromascop
PE	Vivodent PE

*: Les dents économiques MAJOR vont être progressivement remplacées par les dents ERAY en teinte VITA CLASSICAL. Vous pouvez déjà utiliser le teintier VITA pour les appareils avec dents économiques.

En prothèse fixée :

Céramique	Teintier
Zircone	3D Master
Alumine	Vita Classical
Onlay vitrocéramique	Vita Classical
Métal	3D Master / Classical*

* préférence au 3D Master

De plus, nous vous rappelons que nous tenons à votre disposition des fiches de communication de la teinte

VITA qui sont très utiles pour personnaliser les céramiques CERALEM et surtout VEGA : schéma de montage, état de surface, bord libre, fêlures...

Les photos numériques (transmises par e-mail : lemouel@aol.com, par carte (Compact flash, memory stick ou autre) ou bien prises au labo) sont également très appréciées par Patrick et Emmanuel !

Le collage des onlays en céramique

Dans le cas de restaurations en vitrocéramique renforcée à la leucite, de type onlay ou facette, nous mettons à votre disposition le liquide de silanisation de l'intrado. De plus une fiche de préparation et de collage est disponible sur simple demande.

La caractérisation des appareils en résine

Nous proposons de caractériser les appareils en résine avec une gamme de stains permettant d'imiter au mieux la gencive : insertion du frein, tâches, nuances de rose. Cette caractérisation est effectuée dans la résine acrylique à l'aide de poudres de différentes teintes (voir photo ci-dessous) et est facturée 6 €.



Gamme des maquillants disponible

La formation de nos prothésistes dentaires

Mi-mars, deux de nos cinq céramistes ont suivi une formation IVOCLAR sur la caractérisation des dents jeunes en secteur antérieur.

Les Entretiens de Ricordeau

Les 23 et 24 mars dernier, nous étions présents aux Entretiens de Ricordeau à la Faculté dentaire de Nantes afin de présenter des travaux réalisés en matériaux biocompatibles et esthétiques tels que le titane, la zircone et la vitrocéramique. Les propriétés de ces matériaux intéressent un nombre toujours plus grand de praticiens de la région.